



Regina Regensburger

# Prophylaxe

---

## Halbtageskurs

Intensivkurs für Zahnärzte/-innen und Mitarbeiter/-innen

Teilnehmerzahl: 9

## Aufschleifen des parodontalen und chirurgischen Instrumentariums

Bei diesem Kurs erlernen Sie die Grundsätze des Instrumentenschleifens sowie die Formenlehre von Scalern und Küretten. Sie üben das Aufschleifen von Scalern, Küretten, scharfen Löffeln, Exkavatoren, Raspatorium und ZA Sonden.

### Manuelle Schleiftechnik

- Minimale Grundausstattung (Schleifsteine, Schleiföl, Teststäbchen)
- Zusätzliche Hilfsmittel (Ausrichtlehren, Schraubstock)
- Wartung der Instrumente und Hygieneaspekte

### Demonstration

- Erlernen des Aufschleifens mit Hand
- Schleifen der mitgebrachten Instrumente unter Aufsicht

### Maschinelle Schleiftechnik

- Vor- und Nachteile maschineller Schleiftechniken

### Mitzubringen

- Arkansas Schleifstein flach (z. B. SS4 Hu-Friedy)
- Arkansas Schleifstein konisch (z. B. SS299 Hu-Friedy)
- Schleiföl
- Teststäbchen (z. B. PTS Teststäbchen Hu-Friedy)
- Möglichst viele Instrumente: Scaler (H6/H7, 204SD), Küretten (5/6, 7/8, 11/12, 13/14, evtl. 15/16, 17/18), scharfe Löffel, Scheren, Exkavatoren, Raspatorium, ZA-Sonden, Mundschutz (evtl. FFP2-Maske), Schutzbrille

---

Kurs-Nr.:	P241903
Termin:	Dienstag, 19.03.2024 14.00 - 18.00 Uhr
Teilnahmegebühr:	175,00 € zzgl. MwSt. Inkl. Verpflegung
Referentin:	Regina Regensburger Dentalhygienikerin, Burgau
Veranstaltungsort:	Dental-Depot Spörrer e.K., 95679 Waldershof

**Bitte melden Sie sich rechtzeitig an!**