

## ANCAR S-7 Patientenstuhl

Gültig bis 31.12.2017

2 Jahre Garantie

**Ancar**

DENTAL  
INTELLIGENCE  
*with heart*

### Neuer Patientenstuhl S7 Bequem - Elegant - Anders

#### Ausstattung Behandlungsstuhl S7

- 90° Kniebeugewinkel
- höhenverstellbar
- Trendelenburgbewegung
- Speicher für 5 Positionen
- Erleichterter Zugang für ältere Menschen und Personen mit eingeschränkter Beweglichkeit
- Ermöglicht eine natürliche Kommunikation zwischen Behandler und Patienten
- Erleichtert Behandlungsformen, bei denen eine frontale Gesichtsansicht notwendig ist
- Effiziente Raumnutzung - empfohlen für kleinere Behandlungszimmer
- Automatische Fußstützenerweiterung von 230 mm
- Automatische und synchronisierte Bewegung im Rücken-, Bein- und Fußbereich
- Motor mit zwei unterschiedlichen Geschwindigkeiten: standard und langsam für präzisere Anpassung
- Soft-Plus Polsterung
- Zwei gleichfarbig gepolsterte Armlehnen
- Kopfstütze mit multiplen Funktionen
- 1 Joystick für manuelle Stuhlsteuerung
- 1 Joystick für 4 abgespeicherte Stuhlprogramme



2 x Joystick

**Einführungspreis:**

**nur 7.920,00 €**

# Behandlungseinheit SD-735 mit dem neuen Patientenstuhl S7

## SD-735 „Touch Expert“ Behandlungseinheit mit Schwebetisch

### Instrumente Arztseite

- 1 6-Funktionsspritze
- 1 Lichtturbineneinrichtung LED
- 2 BIEN AIR LED Mikromotore kollektorlos
- 1 ZEG Satelec Newtron LED
- Fußanlasser (optional kabellos)
- Bodenmontierte Speifontäne
- Helferseite / Hygienekomponenten
- Großer und kleiner Sauger
- 3-F-Spritze
- Dürr Selektivsystem
- Dürr Mundspülbeckenventil mit Platzwähler
- Boiler für Mundglasfüller
- Bottlesystem (DVGW)
- Fremdgeräteanschluss + USB
- Dentapure Wasserfilter
- Patientenstuhl S7
- Automatisch ausfahrende und hochklappbare Fußstütze
- Trendelenburgbewegung
- Zweigelenk-Kopfstütze
- Armlehne rechts und links
- Softpolsterung
- OP-Leuchte
- FARO ALYA LED 50.000 Lux



**Einführungspreis**  
ab **28.950,00 €**



Behandlungseinheit SD-738  
„Touch Expert“  
mit Patientenstuhl S7  
Cart-Version



Behandlungseinheit SD-730  
„Touch Expert“  
mit Patientenstuhl S7  
Version mit Schwingbügel

**Fordern Sie Ihr individuelles Angebot bei uns an!**

**Ihr ANCAR Exklusiv-Händler  
für den  
Postleitzahlenbereich 9**

Alle Preise in € zzgl. der am Tag der Lieferung gültigen Mehrwertsteuer.

Lieferfähigkeit des Herstellers Voraussetzung.

Für Druckfehler keine Haftung – Irrtum vorbehalten.

Aktionspreise sind nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

Abbildungen beinhalten Sonderzubehör.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Dental-Depot \* R. Spörrer e.K.\* Ludwig-Hüttner-Str. 19 \* 95679 Waldershof

☎ 0 92 31 / 7 14 79 FAX: 0 92 31 / 97 21 28

e-mail: [info@spoerrers-dental.de](mailto:info@spoerrers-dental.de) [www.spoerrers-dental.de](http://www.spoerrers-dental.de)