

## Pending Arbeitsstühle



PENDING

Manufaktur

Stand: Januar 2023

### Sattelsitz ED 1000

- Die perfekte Lösung auch bei kleinsten Raumverhältnissen.
- Mit der bewährten Pending-V-matic-Technologie  
= automatische Neigungsverstellung durch Gewichtsverlagerung.
- Die Sitzfläche kippt nach allen Seiten durch die Bewegung (Gymnastikballeffekt).
- Fehlhaltungen sowie Verspannungen wird vorgebeugt.
- Der Gleichgewichtssinn wird trainiert.
- Der Stuhl passt sich dem Körper an.

#### Technische Daten:

Pending-V-matic  
Vollschaumsitzfläche  
Aluminiumfußkreuz, Durchmesser 500 mm  
mit hoher Gasdruckfeder (Nr. 4)

#### Abmessungen:

Sitztiefe: 34 cm  
Sitzflächenbreite: 44 cm  
Sitzhöhe von: 47 - 59 cm

#### Bezug:

Kunstleder in zahlreichen Farben



Angebotspreis

nur 520,00 €

Jetzt neu:



### Sattelsitz ED 1000 PLUS mit Rückenlehne

#### Abmessungen:

Sitztiefe: 34 cm  
Sitzflächenbreite: 44 cm  
Sitzhöhe von: 47 - 59 cm  
Rückenlehnenbreite: 42 cm

Höhenverstellbare Rückenlehne

#### Bezug:

Kunstleder in zahlreichen Farben

Angebotspreis

nur 570,00 €

## M1-Comfort Medizinischer Arbeitsstuhl



**Abmessungen:**  
Sitztiefe: 38 cm  
Sitzflächenbreite: 40 cm  
Sitzhöhe von: 46 - 58 cm  
Rückenlehnenbreite: 42 cm  
Höhe der Rückenlehne über der Sitzfläche: 24 cm

**Höhenverstellbare Rückenlehne**

**Bezug:**  
Kunstleder in zahlreichen Farben

**Angebotspreis**

**nur 580,00 €**

*Das Ponso-Sitzprinzip -  
mehr Bewegungsfreiheit und  
Entlastung für Ihre Wirbelsäule*

## Ponso 1 Medizinischer Arbeitsstuhl

Das PonSo-Sitzkissen minimiert den Druck auf Wirbelsäule und Bandscheiben, indem das Körpergewicht mittig über die beiden Hüftgelenke eingeleitet wird. Sowohl die Sitzbeinhöcker, als auch das Steißbein werden dabei dank der Aussparung im Sitzkissen und der verschiedenen Druckzonen deutlich entlastet. Das Becken folgt nun wieder seiner natürlichen Aufgabe und stellt sich bei einer Bewegung schräg. Diese verbesserte Beweglichkeit von Lendenwirbelsäule, Becken und Hüfte stärkt die Rückenmuskulatur und verbessert die Durchblutung unseres Körpers. Der Rumpf richtet sich quasi von selbst in eine gesündere Sitzposition auf, entsprechend länger und ermüdungsfreier können wir sitzen.

**Abmessungen:**  
Sitztiefe: 38 cm  
Sitzflächenbreite: 46 cm  
Sitzhöhe von: 46 - 58 cm  
Rückenlehnenbreite: 42 cm  
Höhe der Rückenlehne über der Sitzfläche: 24 cm

**Höhenverstellbare Rückenlehne**

**Bezug:**  
Kunstleder in zahlreichen Farben



**Angebotspreis**

**nur 670,00 €**

**Gerne senden wir Ihnen einen Teststuhl zu!**

Alle Preise in € zzgl. der am Tag der Lieferung gültigen Mehrwertsteuer.  
Zuzüglich Versandkosten.  
Lieferfähigkeit des Herstellers Voraussetzung.  
Für Druckfehler keine Haftung – Irrtum vorbehalten.  
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Dental-Depot \* Spörrer e.K.\* Ludwig-Hüttner-Str. 19 \* 95679 Waldershof

☎ 0 92 31 / 97 34 84

e-mail: [info@spoerrer-dental.de](mailto:info@spoerrer-dental.de)

[www.spoerrer-dental.de](http://www.spoerrer-dental.de)