

Dürr Röntgengeräte

Gültig bis 30.06.2021

Digitales Röntgen 2D



VistaPano S

Digitales 2D Panoramaröntgengerät mit S-Pan Technologie

- S-Pan Technologie für einfachere Diagnostik
- Csl-Sensor für bessere Bildqualität und reduzierte Strahlung
- Schlankes Design, kleine Stellfläche
- Extrem schnell, Panoramaaufnahme ab 7 Sekunden
- 7" Touch-Display für intuitives Bedienen
- Einfache Positionierung face to face, 3 Positionierungslichtlinien

Inklusive:

- DBSWIN/VistaSoft Röntgenmodul
- Prüfkörper

Angebotspreis
nur 23.900,00 €



VistaPano S Ceph

Digitales 2D Panoramaröntgengerät mit leistungsfähigem Fernröntgen Modul

- Sehr schneller Scan in 4,1 Sekunden (Kopf Lat.)
- Hervorragende Bildqualität (Pano und Ceph)
- Geringe Dosisbelastung für den Patienten
- Kein Sensorwechsel, dank zwei integrierten High-End-Csl Sensoren
- 17 Panorama- und 5 Ceph-Programme
- S-Pan Technologie
- Metallartefaktreduzierung
- Perfekte Software-Integration

Inklusive:

- DBSWIN/VistaSoft Röntgenmodul
- Prüfkörper

Angebotspreis
nur 37.499,00 €

Günstige Kombiangebote auf Anfrage!

Digitales Röntgen Panorama 2D / DVT

VistaVox S Hybrid

DVT- und Panoramaröntgenaufnahmen

Hervorragende 2D- und 3D-Aufnahmen mit einem Gerät

- Mit VistaVox S 3D-Aufnahmen erhöhen Sie die diagnostische Sicherheit und ermöglichen die exakte Planung Ihrer Therapie
- Ideales 3D-Abbildungsvolumen in Kieferform (Ø 130 x 85 mm)
- Ø 50 x 50 mm Volumen in 80 oder 120 µm Auflösung
- Hervorragende Bildqualität in 2D und 3D dank hochauflösendem Csl-Sensor mit Pixelgröße
- Reduzierte Strahlendosis durch anatomisch angepasstes Volumen
- Moderne, ergonomische Bildverarbeitungssoftware VistaSoft

Inklusive:

- VistaSoft Imaging-Software DVD
- Prüfkörper Set 2D und 3D

Angebotspreis
nur 49.990,00 €

VistaVox S Ceph Hybrid

DVT-, Panorama und Fernröntgenaufnahmen

Ausstattung wie VistaVox S Hybrid
Plus Ceph-Funktion



Angebotspreis
nur 63.990,00 €

Günstige Kombiangebote auf Anfrage!



Intaorales Röntgen

VistaRay 7

Röntgensensor mit direktem USB-Anschluss und CMOS Sensor-Technologie

Spitzentechnologie der siebten Generation

- Der spezielle CsJ-Szintillator sorgt für eine hohe Empfindlichkeit und Auflösung, die die Erkennung von D1-Läsionen und ISO 06 Endo-Instrumenten möglich machen.

Bundle-Aktion

Röntgensensor VistaRay 7 Größe 1 und 2

Sensor Größe 1

Sensorabmessungen 39,0 x 27,4 x 6,3 mm

Aktive Sensorfläche 30,0 x 20,0 mm

Pixelgröße (µm) 19,0 x 19,0

Sensor Größe 2

Sensorabmessungen 43,0 x 33,1 x 6,3 mm

Aktive Sensorfläche 36,0 x 26,0 mm

Pixelgröße (µm) 19,0 x 19,0



Angebotspreis

Größe 1 und 2

nur 7.650,00 €

VistaScan Mini View

Speicherfolienscanner mit Touch-Display

- Höchste Bildqualität dank effektiver Auflösung von bis zu 22 LP/mm
- Hochauflösendes Touch-Display für einfaches Handling und optimale Bildvorschau
- ScanManager bietet Mehrplatzpraxen den optimalen Praxis-Workflow
- Für alle intraoralen Formate
- Sicherheit durch internen Speicher
- Flexible PC-Anbindung über LAN/WLAN
- Kompakt und platzsparend



Angebotspreis

Bei Rückgabe eines Altgerätes

nur 5.995,00 €

Rückgabe:

alter intraoraler Scanner, Sensor

oder Nassfilmentwicklungsgerät - herstellerunabhängig

Vista Intra DC

Röntgenstrahler für intraorale Aufnahmen

- Modernes, schlankes Design für einfache und genaue Positionierung
- Einfaches Bedienkonzept
- Perfekt abgestimmt auf Speicherfolie und Sensor
- Hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer der Röntgenröhre
- mA und kV Werte variabel einstellbar
- DAP (Dosierflächenproduktanzeige) nach Exposition



Angebotspreis

nur 3.990,00 €

Intraorale Kamera

VistaCam iX HD Smart

Intraorale Kamera mit Wechselkopfprinzip und stufenlosem Autofocus
Cam, Proof und Proxi Paket

Intraorale Bilder und Videos in echter HD-Qualität

- Cam-Wechselkopf
- Proof-Wechselkopf
- Proxi-Wechselkopf
- 280 Pixel x 1024 Pixel
- USB 2.0

Inklusive:


DBSWIN/VistaSoft Videomodul



Angebotspreis

nur 4.299,00 €

Ihr Dürr-Fachhändler
für
Druckluft * Absaugung * Bildgebung * Zahnerhaltung * Hygiene
Wartungen * Prüfungen



Alle Preise in € zzgl. der am Tag der Lieferung gültigen Mehrwertsteuer.
Lieferfähigkeit des Herstellers Voraussetzung.
Für Druckfehler keine Haftung - Irrtum vorbehalten.
Aktionspreise sind nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.
Abbildungen beinhalten Sonderzubehör.
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Dental-Depot * Spörrer e.K.* Ludwig-Hüttner-Str. 19 * 95679 Waldershof

☎ 0 92 31 / 97 34 84-0

e-mail: info@spoerrers-dental.de

www.spoerrers-dental.de