

Dürr Spezial

Stand: Januar 2022



VistaPano S

Digitales 2D Panoramaröntgengerät
mit S-Pan Technologie

- S-Pan Technologie für einfachere Diagnostik
- Csl-Sensor für bessere Bildqualität und reduzierte Strahlung
- Schlankes Design, kleine Stellfläche
- Extrem schnell, Panoramaaufnahme ab 7 Sekunden
- 7" Touch-Display für intuitives Bedienen
- Einfache Positionierung face to face, 3 Positionierungslichtlinien



VistaVox S Hybrid

DVT- und Panoramaröntgenaufnahmen

Hervorragende 2D- und 3D-Aufnahmen mit einem Gerät

- Mit VistaVox S 3D-Aufnahmen erhöhen Sie die diagnostische Sicherheit und ermöglichen die exakte Planung Ihrer Therapie
- Ideales 3D-Abbildungsvolumen in Kieferform (Ø 130 x 85 mm)
- Ø 50 x 50 mm Volumen in 80 oder 120 µm Auflösung
- Hervorragende Bildqualität in 2D und 3D dank hochauflösendem Csl-Sensor mit Pixelgröße 49,5 µm
- Reduzierte Strahlendosis durch anatomisch angepasstes Volumen
- Moderne, ergonomische Bildverarbeitungssoftware VistaSoft



VistaScan Mini View

Speicherfolienscanner mit Touch-Display



- Höchste Bildqualität dank effektiver Auflösung von bis zu 22 LP/mm
- Hochauflösendes Touch-Display für einfaches Handling und optimale Bildvorschau
- ScanManager bietet Mehrplatzpraxen den optimalen Praxis-Workflow
- Für alle intraoralen Formate
- Sicherheit durch internen Speicher
- Flexible PC-Anbindung über LAN/WLAN
- Kompakt und platzsparend

Aktionspreise auf Anfrage!

Fordern Sie Ihr persönliches Angebot an!

VistaRay 7

Röntgensensor mit direktem USB-Anschluss und CMOS Sensor-Technologie

Spitzentechnologie der siebten Generation


- Der spezielle CsJ-Szintillator sorgt für eine hohe Empfindlichkeit und Auflösung, die die Erkennung von D1-Läsionen und ISO 06 Endo-Instrumenten möglich machen.



Vista Intra DC

Röntgenstrahler für intraorale Aufnahmen

- Modernes, schlankes Design für einfache und genaue Positionierung
- Einfaches Bedienkonzept
- Perfekt abgestimmt auf Speicherfolie und Sensor
- Hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer der Röntgenröhre
- mA und kV Werte variabel einstellbar
- DAP (Dosierflächenproduktanzeige) nach Exposition



Ihr Dürr-Fachhändler für

Digitales Röntgen * Druckluft * Absaugung
Bildgebung * Zahnerhaltung * Hygiene
Wartungen * Prüfungen * Leihgeräte

Fordern Sie Ihr persönliches Angebot an!

Alle Preise in € zzgl. der am Tag der Lieferung gültigen Mehrwertsteuer.
Lieferfähigkeit des Herstellers Voraussetzung.
Für Druckfehler keine Haftung - Irrtum vorbehalten.
Aktionspreise sind nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.
Abbildungen beinhalten Sonderzubehör.
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Dental-Depot * Spörrer e.K.* Ludwig-Hüttner-Str. 19 * 95679 Waldershof

☎ 0 92 31 / 97 34 84-0

e-mail: info@spoerrerr-dental.de

www.spoerrerr-dental.de