

# DEPOT-NEWS 10/2020

## Dürr Röntgengeräte

DENTAL DEPOT  
SPÖRRER

Gültig bis 18.12.2020

 **DÜRR  
DENTAL**  
DAS BESTE HAT SYSTEM

### VistaPano S

Digitales 2D Panoramaröntgengerät  
mit **S-Pan Technologie**



- S-Pan Technologie für einfachere Diagnostik
- Csl-Sensor für bessere Bildqualität und reduzierte Strahlung
- Schlankes Design, kleine Stellfläche
- Extrem schnell, Panoramaaufnahme ab 7 Sekunden
- 7" Touch-Display für intuitives Bedienen
- Einfache Positionierung face to face, 3 Positionierungslichtlinien

**Angebotspreis**

nur **22.900,00 €**

**Paketpreis auf Anfrage!**

### VistaScan Mini View

Speicherfolienscanner mit Touch-Display

- Höchste Bildqualität dank effektiver Auflösung von bis zu 22 LP/mm
- Hochauflösendes Touch-Display für einfaches Handling und optimale Bildvorschau
- ScanManager bietet Mehrplatzpraxen den optimalen Praxis-Workflow
- Für alle intraoralen Formate
- Sicherheit durch internen Speicher
- Flexible PC-Anbindung über LAN/WLAN
- Kompakt und platzsparend



**Angebotspreis**

Bei Rückgabe eines Altgerätes

nur **5.995,00 €**

# VistaVox S

## Hervorragende 2D- und 3D Aufnahmen mit einem Gerät

- Mit VistaVox S 3D-Aufnahmen erhöhen Sie die diagnostische Sicherheit und ermöglichen die exakte Planung Ihrer Therapie.
- Ideales 3D-Abbildungsvolumen in Kieferform (Ø 130 x 85 mm)
- Ø 50 x 50 mm Volumen in 80 oder 120 µm Auflösung
- Hervorragende Bildqualität in 2D und 3D dank hochauflösendem Csl-Sensor mit Pixelgröße
- Reduzierte Strahlendosis durch anatomisch angepasstes Volumen
- Moderne, ergonomische Bildverarbeitungssoftware VistaSoft

### Aktions-Paket

- 1 Vox S
- Prüfkörper Set 2 D und 3 D

### Angebotspreis

nur 49.900,00 €



**Paketpreis auf Anfrage!**

# VistaIntra DC

## Röntgenstrahler für intraorale Aufnahmen

- Modernes, schlankes Design für einfache und genaue Positionierung
- Einfaches Bedienkonzept
- Perfekt abgestimmt auf Speicherfolie und Sensor
- Hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer der Röntgenröhre
- mA und kV Werte variabel einstellbar
- DAP (Dosierflächenproduktanzeige) nach Exposition

### Angebotspreis



## Dürr-Fachhändler

Alle Preise in € zzgl. der am Tag der Lieferung gültigen Mehrwertsteuer.

Lieferfähigkeit des Herstellers Voraussetzung.

Für Druckfehler keine Haftung - Irrtum vorbehalten.

Aktionspreise sind nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

Abbildungen beinhalten Sonderzubehör.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Dental-Depot \* R. Spörrer e.K.\* Ludwig-Hüttner-Str. 19 \* 95679 Waldershof

☎ 0 92 31 / 97 34 84-0 FAX: 0 92 31 / 97 34 84-90

e-mail: info@spoerrerr-dental.de www.spoerrerr-dental.de