

Thomas m1 Modernisierung

Gültig bis zum 30.11.2020

Thomas-Dentalgeraete.de
Ihr Spezialist für Siemens mit Modernisierung

Wir schenken Ihnen die Mehrwertsteuer!

Thomas m1 MwSt.-Paket

Wir erhalten was Sie lieben

Erneuert werden:

Stuhlunterteil

Getriebemotore für Hub-Funktion sowie alle Platinen, Kabel, Schläuche und Steuerungen
Lampenadapter komplett aus Stahl

Stuhlloberteil

Getriebemotor für Lehnen-Funktion sowie alle Kabel

Kopfstütze

Platine, Taster und Gummiteile sowie alle Kabel und Steckverbinder

Neues Arztelement

komplett mit L-Träger

Neue Speifontäne

komplett mit Helferinelement, Schlauchablage, selektiv gesteuerte Saugschläuche

Neuer Fußanlasser mit Kabel

Die Bedienung und das Handling bleiben weitgehend identisch zum Original

Die Verkleidungen der Einheit werden teilweise durch Neuteile ersetzt oder neu lackiert

Standardfarbe ist RAL 9003 reinweiß (andere Farben gegen Aufpreis)

Bestückung Arztelement

- 1 x Mehrfunktionsspritze Thomas 3F
- 1 x Lichtturbineneinrichtung (Standard 4-Loch)
- 2 x Lichtmikromotor Bien-Air MX2 LED kollektorlos (100 - 40.000 U/min)
- 1 x Ultraschall ZEG mit LED
- Eingebaute Instrumentenspülung nach RKI Richtlinie

Bestückung Helferinelement

- 1 x Mehrfunktionsspritze Thomas 3F
- 1 x großer Sauger mit Kugelgelenk
- 1 x kleiner Saugschlauch

Ausstattung Speifontäne

- Vorbereitung für Dürr Amalgamabscheider
- oder für Nassabsaugung

Thomas-Bottlesystem

- Zum Entkeimen und Entkalken sowie für DIN EN 1717
- Doppel-Bottlesystem am Lampenadapter montiert



Grundausstattung
Inklusive Zusatzausstattung - siehe Rückseite!

Thomas m1

MwSt.-Paket inklusive folgender Zusatzausstattung:

Ausstattung Speifontäne

- Dürr Mundspülbeckenventil mit Platzwähler für Nassabsaugung

OP-Leuchte

- LED OP-Leuchte G-Comm Polaris

Doppeltray

- Thomas Doppeltray

Stuhlpolsterung

- Farbe nach Wahl (DKL-Farben)



Listenpreis	25.244,00 €
16 % MwSt.	- 4.039,00 €

Neuer Preis für MwSt.- Paket:

nur 21.762,00 €



Weitere Zusatzausstattungen möglich:

- Sprayerwärmung für Instrumente
- Fremdgeräteanschluss
- Dürr Amalgamabscheider CAS1
- Dürr Combi-Sepamatic CS1

Besuchen Sie unsere Ausstellung und überzeugen Sie sich selbst!

Alle Preise in € zzgl. der am Tag der Lieferung gültigen Mehrwertsteuer.

Lieferfähigkeit des Herstellers Voraussetzung.

Für Druckfehler keine Haftung – Irrtum vorbehalten.

Aktionspreise sind nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

Abbildungen beinhalten Sonderzubehör.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Dental-Depot * R. Spörrer e.K.* Ludwig-Hüttner-Str. 19 * 95679 Waldershof

☎ 0 92 31 / 97 34 84-0 FAX: 0 92 31 / 97 34 84 90

e-mail: info@spoerrerr-dental.de www.spoerrerr-dental.de