

Carestream IDS Angebotspakete

Digitales Röntgen Paket CS 8200 3D Panorama 2D / DVT **plus** CS 7600 Speicherfolien Scanner

Carestream CS 8200 3D

Ein ultrakompaktes DVT-System für Gesamtkieferaufnahmen.

Es bietet das größtmögliche Volumen in seiner Klasse und die neuesten Bildgebungstechnologien.

Für Zahnärzte, die mehr Prozedere innerhalb ihrer eigenen Praxis anbieten wollen und somit zusätzliche Potenziale ausschöpfen möchten.

Unübertroffene Kombination von geringem Platzbedarf und hoher Leistung.

Vielseitige 4-in-1-DVT-Lösung

Schärfere Panorama- und Fernröntgenbilder (EVO)

Inklusive:

Zwei zusätzliche Volumengrößen

- 12 cm x 5 cm für Einzelkieferaufnahmen
- 12 cm x 10 cm für Gesamtkieferaufnahme

MAR Technologie

- Einzigartige MAR-Technologie mit der Möglichkeit die Bilder live zu vergleichen

CS Advantage

- Garantieaustausch bis 5 Jahre nach Kaufdatum

Software CS Imaging 8

- 1 Lizenz für 20 Aktivierungen



Carestream CS 7600

Intraorales Speicherfoliensystem

Das einzige intelligente Speicherfoliensystem der Welt

- Hervorragende Aufnahmen in wenigen Sekunden
- Innovative Scan & Go Technologie
- Einzugsschacht für Folien Größe 0, 1 – 3 und 4

Inklusive:

Care-Protect

- Garantieverlängerung von 2 auf 5 Jahre



IDS- Paketpreis
nur **47.900,00 €**

Digitales Röntgen Paket

CS 8100 Panorama 2D

plus

CS 7600 Speicherfolien Scanner

oder

RVG 6200 intraoraler Sensor



Carestream CS 8100 EVO EDITION

Digitales Panoramaröntgengerät 2D+

Das kleine Platzwunder mit großer Leistung

- Mühelos zu erstklassigen Panorama-Aufnahmen
- Patientenfreundlich, ultra-kompakt und elegant
- Herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- 60 - 90 kV Röhre

Inklusive:

Care-Protect

- Garantieverlängerung von 2 auf 5 Jahre

Software CS Imaging 8

- 1 Lizenz für 20 Aktivierungen

Carestream RVG 6200

Intraoraler Sensor

Größe 1

Maximale Präzision bei der Diagnose

Hochwertige Bilder in Filmqualität

- Tatsächliche Bildauflösung: > 24 LP/mm
- Pixelgröße: 19 µm
- Außenmaße 27,6 x 37,7 mm
- Stärke der Sensorplatte: 7,3 mm
- USB-Anschluss

Inklusive:

Care-Protect

- Garantieverlängerung von 2 auf 5 Jahre



IDS- Paketpreis mit CS 7600
nur 20.999,00 €

IDS- Paketpreis mit RVG 6200
nur 19.999,00 €

Alle Preise in € zzgl. der am Tag der Lieferung gültigen Mehrwertsteuer.

Lieferfähigkeit des Herstellers Voraussetzung.

Für Druckfehler keine Haftung – Irrtum vorbehalten.

Aktionspreise sind nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

Abbildungen beinhalten Sonderzubehör.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Dental-Depot * Spörrer e.K.* Ludwig-Hüttner-Str. 19 * 95679 Waldershof

☎ 0 92 31 / 9734840

e-mail: info@spoerrerr-dental.de

www.spoerrerr-dental.de