

## Thomas m1 Modernisierung

Thomas-Dentalgeraete.de  
für Spezialisten für Denture mit Modernisierung

### Thomas m1 Modernisierung

Wir erhalten was Sie lieben

#### Arztelement:

- Das bekannte M1 Bedienelement, verbessert durch langlebige Materialien
- 1 Lichtturbineneinrichtung ohne Kupplung und Turbine (Standard 4 Loch), auch für LED-Licht
- 1 Lichtmotor LED kollektorlos (100 – 40.000 U/min) Typ Bien Air MX2
- 1 Ultraschall Zahnsteinentfernungsgerät LED Typ Acteon Newtron
- 1 3-Wege Spritze Thomas
- Instrumentenspülung nach RKI-Richtlinie, mit Spüleinsatz für alle Instrumentenschläuche

#### Assistenzelement:

- Das bekannte M1 Bedienelement, verbessert durch langlebige Materialien
- Großer Sauger, verbessert durch ergonomisches Kugelgelenk
- Kleiner Sauger
- Die bekannte M1 Speifontäne an Verschiebebahn, verbessert u.a. durch langlebige Blechteile, anstatt Plastik und viele weitere langlebige Elemente aus der Industrie
- Selektiv gesteuerte Saugschläuche

#### Thomas-Bottlesystem:

- Duo Bottle-System mit Quick-Click-System zur Einhaltung der Trinkwasserverordnung, einfache Handhabung

#### Speifontäne:

- Vorbereitung für Dürr Amalgamabscheider oder für Nassabsaugung

#### Patientenstuhl:

- Das bekannte M1 Modell mit elektrischer Verschiebebahn, verbessert durch hochwertige Motoren, neue Platinen, Kabel, Schläuche und Steuerungen aus der Industrie, nun mit Freigabe für Personen bis zu 150 kg.
- Der bekannte kabelgebundene M1 Fußanlasser zur Steuerung der Verschiebebahn und zur Steuerung der Instrumente des Arztelementes verbessert durch Neuteile aus der Industrie.
- Die bekannte elektrisch verstellbare M1 Kopfstütze. Nun mit langlebigen Platinen, Bedienelementen und Gummiteilen.
- Der bekannte M1 Kreuzfußschalter für die manuelle Stuhlbedienung.
- Das bekannte M1 Polster, Polsterfarbe nach Wunsch wählbar, laut DKL-Farbfächer.
- Wahlweise mit Physio- oder Magnetkeil-Kopfstütze.

#### OP-Leuchte:

- Behandlungsleuchte Typ G.COMM LED Polaris 3D, eine revolutionäre Verbesserung der Behandlungsleuchte.

#### Trayarm:

- Trayarm mit Traytablett für 2 Normtrays, Modell Faro, Trayarm selbstausgleichend, mit Arretierung, Traytablett aus Kunststoff, ohne Bremse, aber komfortabel und belastbar und dabei ergonomisch und optisch verbessert.

Standardfarbe **RAL 9003 reinweiß**

(heller und moderner als die alte SIEMENS M1 - andere Farben gegen Aufpreis).



**Basis-Angebot**

nur **28.490,00 €**

# Thomas m1 Premium-Paket inklusive folgender Zusatzausstattung:

## Arztelement:

- 2. Lichtmotor LED kollektorlos (100 – 40.000 U/min) Typ Bien Air MX2
- Edelstahl-Tray-Ablage für 2 Normtrays

## Assistenzelement:

- 1 3-Wege Spritze Thomas

## Ausstattung Speifontäne:

- Dürr Mundspülbeckenventil mit Platzwähler für Nassabsaugung



## Paketpreis

nur 31.990,00 €

## Weitere Ausstattung möglich:

- Spraywassererwärmung für Instrumente am Arztelement
- Fremdgeräteanschluss Luft/Wasser/Strom am Bodenanschlusskasten
- Dürr Amalgamabscheider CAS1
- Dürr Combi-Sepamatic CS1
- Chirurgie Set für Kochsalzlösung
- 3. LED Motor MX2 anstatt Turbine
- Soft-Kopfkissen



**Besuchen Sie unsere Ausstellung und überzeugen Sie sich selbst!**

Alle Preise in € zzgl. der am Tag der Lieferung gültigen Mehrwertsteuer.  
Lieferfähigkeit des Herstellers Voraussetzung.  
Für Druckfehler keine Haftung – Irrtum vorbehalten.  
Aktionspreise sind nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.  
Abbildungen beinhalten Sonderzubehör.  
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Dental-Depot \* Spörrer e.K.\* Ludwig-Hüttner-Str. 19 \* 95679 Waldershof

☎ 0 92 31 / 97 34 84-0

e-mail: [info@spoerrers-dental.de](mailto:info@spoerrers-dental.de)

[www.spoerrers-dental.de](http://www.spoerrers-dental.de)