

# DEPOT-NEWS 8/2020

## Hygiene-Spezial

DENTAL  
DEPOT  
SPÖRRER

Gültig bis zum 18.12.2020

**MELAG**  
competence in hygiene

Fa. Melag

## Vacuklav 40 B+ Evolution

Der Premium Schnell-Autoklav – neu mit DRYtelligenz

### Aktionspaket:

#### Bestehend aus:

- Vacuklav 40 B+ Evolution
- Tablett schmal 2x
- Tablett 6x
- Halterung
- MELAcontrol Pro Helixtest

#### Dokumentation:

- MELAflash CF-Card
- MELAflash CF Kartenlesegerät

#### Wasseraufbereitung

- MELAdem 40
- Wasserabzweig für MELAdem 40

**Aktionspaket**  
nur 7.795,00 €



Fa. Melag

## MELAtherm 10 Evolution

Der Thermodesinfektor der Evolution-Serie



- Drehstrom oder Wechselstrom
- Praxisorientierte Aufbereitungskammer
- Prozessmedien-Aufnahme
- Dokumentations-Schnittstelle
- Aktive Trocknung
- Smart-Touch Display
- ProControl
- AquaBoost
- MELAconnect App
- Dokumentation und Chargenfreigabe direkt am Gerät inklusive

### Angebotspreis

- MELAtherm 10 Evolution
- MELAtherm Starter-Set

nur 8.090,00 €

Zuzüglich

Fa. Miele

## Thermodesinfektor PG 8581

**Miele**  
PROFESSIONAL



- Unterbau oder Standgerät mit Deckel
- Zwei integrierte Dosierpumpen für flüssige Medien
- Große Aufbereitungskammer
- Drehstrom-Anschluss

### Angebotspreis

- Thermodesinfektor PG 8581 AW/AD/LD/LAN
- Ethernet-LAN Modul XKM 3000L
- Außenverkleidung: weiß

nur 5.890,00 €

Zuzüglich  
individuell benötigter Korbausstattung  
und Dokumentation

Fa. Miele

## Thermodesinfektor PWD 8531

### Auftischgerät

#### Thermodesinfektoren PWD 8531

- Leistung/Charge: Kammergröße ist auf den Bedarf kleiner Praxen abgestimmt z. B. 6 Übertragungsinstrumente und 6 Absauger sowie weiteres Spülgut
- Kompakte Bauform und flexible Platzierung als Auftisch-Variante
- „Touch on Glass“ Bedienung mit Direktwahltasten und 4"-Farbdisplay
- Integrierte Heißlufttrocknung DryPlus mit HEPA Filter
- Zwei integrierte Dosierpumpen für flüssige Medien
- Integrierter Wasserenthärter
- 230 V Stromanschluss
- Weitergabe der Prozessdaten an eine Dokumentationssoftware oder Ausgabe an einen Drucker (optional)



Zuzüglich  
individuell benötigter Korbausstattung  
und Dokumentation

### Angebotspreis

nur 5.940,00 €

Fa. Euronda

# E10 B Autoklav

Eurondas schnellste Sterilisation

**Euronda**<sup>®</sup>



## Aktionspaket

Bestehend aus:

- Autoklav 18 oder 24 Liter Version
- Stand Alone nur 230 V Steckdose nötig
- Traygestell
- Aluminiumtrays gelocht 5x

Dokumentation:

- über SD-Karte

## Angebotspreis

18 L Version nur 5.290,00 €

## Angebotspreis

24 L Version nur 5.450,00 €

Fa. AERA MAX

# Luftreinigungssystem Pro III PC

Sie reinigen alles... Warum nicht auch die Luft?

- Für Räume von 30 m<sup>2</sup> bis 55 m<sup>2</sup>
- 99,97 % der Keime, Allergene und Partikel werden aus der Luft entfernt
- Gesunde Luft, frei von Schadstoffen und starken Gerüchen
- Für den Dauereinsatz ausgelegt
- 3 Luftwechsel pro Stunde
- 495 x 534 x 241 mm
- Wandgerät (Standfuss optional)

## Angebotspreis

nur 1.490,00 €



Fa. SciCan

# STATMATIC smart

Die smarte Lösung für die Instrumentenreinigung

**COLTENE**  
SciCan



- STATMATIC smart kümmert sich um die gründliche Innenreinigung und Pflege von dentalen Instrumenten wie Hand- & Winkelstücken und Turbinen
- Im Standard-Programm „Reinigung & Pflege“ dauert der automatische Reinigungs- und Pflegeprozess nur ca. 3,3 Minuten pro Instrument
- Typ 2 mit 2 motorisierten Handstückadaptern und 1 Adapter für Turbine (optional)

Angebotspreis

nur 2.499,00 €

Fa. SciCan

# STATIM 2000 G4 WIFI

- Die effizienten und kurzen Zykluszeiten machen den STATIM zur perfekten Lösung für jede Praxis
- EN 13060 konform - nachweislich auch für kritische Instrumente, wie z.B. Hand- & Winkelstücke geeignet
- Integrierter Datalogger
- Netzwerk- und internetfähig
- Schonende Sterilisation
- Sterilisationszeit 9:35 Minuten



Angebotspreis

nur 4.250,00 €



*Thomas-Dentalgeraete.de*  
Ihr Spezialist für Siemens mit Modernisierung

Alle Preise in € zzgl. der am Tag der Lieferung gültigen Mehrwertsteuer.

Lieferfähigkeit des Herstellers Voraussetzung. Für Druckfehler keine Haftung – Irrtum vorbehalten.  
Aktionspreise sind nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Abbildungen beinhalten Sonderzubehör.  
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Dental-Depot \* R. Spörrer e.K.\* Ludwig-Hüttner-Str. 19 \* 95679 Waldershof

☎ 0 92 31 / 97 34 84-0 FAX: 0 92 31 / 97 34 84 90

e-mail: info@spoerrerr-dental.de www.spoerrerr-dental.de