



Tiefziehtechnik-Workshop



Halbtageskurs
Tiefziehtechnik Workshop
für Zahnärzte/-innen und Mitarbeiter/-innen
Mitarbeiter/-innen Dentallabor

Christian Schaffert

In diesem Workshop erfahren Sie aus erster Hand mehr über die Möglichkeiten der dentalen Tiefziehtechnik bezüglich der Herstellung von Aufbissschienen in der Zahnarztpraxis und im Dentallabor. Technikern, Zahnärzten und Helferinnen bieten wir die Gelegenheit in Theorie und Praxis diese Technik kennenzulernen oder ihre Erfahrungen zu vertiefen.

Kursinhalt:

- Theoretische und praktische Grundlagen der Tiefziehtechnik:
 - * Geräte
 - * Materialien
 - * Modellvorbereitung
- Herstellung von:
 - * Aufbiss, Knirscher- und Miniplastschienen
 - * Formteile für Provisorien
 - * Medikamententrägern und Bleachingschienen
- Anhand von praktischen Demonstrationen, haben Sie die Möglichkeit eine Vielzahl von Tipps und Tricks kennenzulernen

Praktische Übungen:

- Beim praktischen Arbeiten an den Tiefziehgeräten und beim Ausarbeiten, erlernen Sie den sinnvollen Umgang mit Geräten und Materialien

Mitzubringen:

Eigene Modelle (OK und UK). → Falls nicht vorhanden, können Modelle zur Verfügung gestellt werden.
Da die Teilnehmer praktisch arbeiten (mit Handstück, Fräse und Tiefziehmaterial), sollten diese zum Schutz der Kleidung evtl. einen Kittel und außerdem einen Mundschutz mitbringen!
Schutzbrillen werden gestellt.

Jeder Teilnehmer erhält ein Zertifikat.

-Teilnehmende Ärzte/Ärztinnen erhalten 4 Fortbildungspunkte-

Kurs-Nr. T262110	Mittwoch, 21.10.2026 13.00 – 17.00 Uhr	99,00 € zzgl. MwSt. <u>inkl. Verpflegung</u>	Christian Schaffert, Fa. Erkodent
---------------------	---	---	--------------------------------------

Anmeldungen möglich telefonisch, per Email oder direkt auf unserer Homepage.
Preise zzgl. MwSt.

Dental-Depot Spörrer e.K., Ludwig-Hüttner-Str. 19, 95679 Waldershof
Tel. 09231 9734840 – info@spoerrers-dental.de – www.spoerrers-dental.de