

Intraorale Bildgebung

CS 2200

Intraoraler Generator

Überlegene digitale Bildqualität und präzise Diagnoseunterstützung in allen Umgebungen. Das CS 2200 maximiert Ihre diagnostischen Fähigkeiten und verbessert mit seinem intuitiven, benutzerfreundlichen Design Ihren Workflow.

Funktionen und Vorteile

- Maximale Bildqualität bei minimaler Strahlendosis
- Umfassende Kontrolle über die Röhrenspannung (60 oder 70 kV) für Bilder mit hohem Kontrast oder hohem Kontrastumfang
- Intuitiv und benutzerfreundlich
- Ideal für digitale Sensoren, analoge Filme oder Phosphorplatten
- Hohe Frequenz für bessere Patientensicherheit – reduziert die Strahlendosis um bis zu 25 % im Vergleich zu einem Standardgenerator
- Anzeige der Dosis nach jeder Aufnahme
- Mehrere Konfigurationen verfügbar, eine mobile oder feste Säulenbefestigung sowie eine Wandbefestigungsoption, die vollständig mit der installierten Irix-Basis kompatibel ist

Produkt	Kat. Nr.	UVP
CS 2200	5321906	€ 3.699
CS 2200 Irix-Montage	5321880	€ 3.699
Verlängerungsarm 170 cm	5188545	
Verlängerungsarm 188 cm	5118852	
Verlängerungsarm 205 cm (außer Irix-Montage)	5188560	
CS 2200 Irix-Montage mit langem Arm 205 cm	5159660	€ 3.699
CS 2200 - 3 Jahre CS Protect	5317094	€ 799

Technische Daten

Stromversorgung	230–240 V
Röntgengenerator	Ultrahochfrequenz – DC (300 kHz)
Röntgenröhrenspannung	CS 2100: 60 kV CS 2200: 60 kV, 70 kV
Röhrenstrom	7 mA
Brennfleck der Röhre	0,7 mm IEC
Fokus-Haut-Abstand	200 mm

Röntgengeräte sind auch mit 100-110-130 V erhältlich



Irix-Montage

Kompletteinheit mit Wandhalterung zum Austausch bestehender IRIX-Systeme sowie einer Vielzahl anderer gängiger Herstellersysteme. Vorhandene Löcher sind für die Wandmontage einsetzbar



CS Protect



Made in Europe