

Computergestütztes Röntgen (CR)




CS 7200

Neo Edition - Intraorales Speicherfoliensystem

Das alltägliche digitale System funktioniert vergleichbar einfach wie ein Film. Mit seinem schlanken, kompakten Design bietet der CS 7200 Neo Edition das perfekte Chairside-System für routinemäßige intraorale Untersuchungen und eine einfache, erschwingliche digitale Lösung für Ihre Praxis.

Funktionen und Vorteile

- Tatsächliche Auflösung von bis zu 19 lp/mm
- Umfasst die meisten intraoralen Indikationen, einschließlich periapikaler, Bissflügel- und pädiatrischer Untersuchungen
- Platzsparendes Design und leiser Scanvorgang
- Dünne, flexible Speicherfolien
- Bessere Diagnostik und verbesserter Workflow mit CS Adapt ([Details siehe Seite 31](#))
- Das erste Bild erscheint in nur 8 Sekunden
- Kann von mehreren Anwendern gleichzeitig genutzt werden
- Scan & Go-Technologie:
 - Speicherfolien werden vor der Aufnahme elektronisch identifiziert
 - Die Bilder werden automatisch an die richtige Patientenakte gesendet
 - Speicherfolien können in beliebiger Reihenfolge gescannt werden
 - Die Bilder werden in der richtigen Position angezeigt, beim Scannen einer Full Mouth Serie (FMS)
- Remote-Services helfen, Ausfallzeiten zu reduzieren



CS Protect



Technische Daten

Speicherfolien-Scanauflösung	Ultrahohe Auflösung	19 lp/mm
	Hohe Auflösung	14 lp/mm
	Hohe Geschwindigkeit	8 lp/mm
Speicherfolien-Formate	Größe 0 – 22 x 35 mm	
	Größe 1 – 24 x 40 mm	
	Größe 2 – 31 x 41 mm	
Stromversorgung	100-240 V (AC), 50/60 Hz, 1,2 A	
Konnektivität	USB oder Ethernet	
Systemabmessungen	270 (L) x 130 (B) x 300 (H) mm	
Gewicht	3,5 kg	

[Empfohlene Systemanforderungen an den PC \(siehe Seite 45\)](#)

Produkt	Kat. Nr.	UVP
CS 7200	5942727	€ 5.999
CS 7200 + 2x Scan&Go-Geräte	5944608	€ 6.499
CS 7200 Scan & Go Gerät	5944731	€ 279
CS 7200 3 Jahre CS Protect	5317086	€ 799